




Fenoly, sada reagensií, 0,002-0,200 mg/L

Kat. číslo produktu:

2243900

Nebezpečné

CZK Cena bez DPH:

Kontaktujte nás

Dostupné



Pro stanovení fenolů, metoda s 4-aminoantipyrinem.

Technické údaje

Číslo metody:	8047
Metoda:	4-aminoantipyrin
Parametr:	Fenoly
Počet testů:	100
Popis:	Sada reagensií pro stanovení fenolů
Přístroj:	Vše s výjimkou řady DR 800, PC II
Rozsah měření:	0,002 - 0,200 mg/L fenolu
Shipping Method:	No Air Shipments
Soulad s EPA:	Ano