




Těkavé kyseliny, sada reagensů, 27 - 2 800 mg/L, kyselina octová

Kat. číslo produktu:

2244700

Nebezpečné

CZK Cena bez DPH:
Dostupné

Kontaktujte nás



Pro stanovení těkavých kyselin metodou esterifikace.

Technické údaje

Číslo metody:	8196
Metoda:	Esterifikace
Parametr:	Těkavé kyseliny
Platforma:	Roztok
Počet testů:	100
Podmínky skladování:	10 °C až 25 °C
Popis:	Sada reagensů pro stanovení těkavých kyselin
Přístroj:	Vše s výjimkou PC II
Rozsah měření:	27 - 2 800 mg/L, kyselina octová
Zvláštní poznámky:	Sada obsahuje: Ethylenglykol (203953), chlorid železitý - kyselina sírová (204253), hydroxylamin hydrochlorid, roztok (81842), hydroxid sodný, standardní roztok 4,5 N (204053), kyselina sírová, standardní roztok, 19,2 N (203832)