



TOC (vytěšňovací metoda) TNT, 0,3 - 20,0 mg/L C

Kat. číslo produktu:

2760345

Nebezpečné

CZK Cena bez DPH:

Kontaktujte nás

Dodání do 2 týdnů



Kyvetový test (Ø 16 mm) kompletně vybavený všemi reagensiemi, optimalizovaný pro spolehlivé výsledky měření a snadnou manipulaci.
TNT = Test 'N Tube

16mm produkty TNT lze vyhodnocovat pouze na modelu DR900. V případě dotazů se obraťte na místní tým technické podpory.

Produkty Test 'N Tube umožňují bezpečné, pohodlné testování

16 mm kyvety s víčkem představují uzavřený systém pro míchání a měření.

Snadné objednávání

Všechny nezbytné reagensie a kyvety jsou součástí balení.

Technické údaje

Číslo metody:	10129
Metoda:	Přímé
Parametr:	Celkový organický uhlík
Platforma:	Test 'N Tube
Počet testů:	25 - 50
Požadovaný rozklad:	Ano
Rozsah měření:	0,3 - 20,0 mg/L C
Zvláštní poznámky:	16mm produkty TNT lze vyhodnocovat pouze na modelu DR900. V případě dotazů se obraťte na místní tým technické podpory.