



Chloridy, titrační činidlo, dusičnan stříbrný 0,0493 N (100 mL)

Kat. číslo produktu:

2349832

Nebezpečné

CZK Cena bez DPH:
Dostupné

Kontaktujte nás



V části Náhradní reagentie pro testovací soupravu naleznete správnou náhradní soupravu pro dusičnan stříbrný, 0,0493 N. Kapací láhev odměřená s označením.

Pro stanovení chloridů kapkovou titrací. Dusičnan stříbrný, 0,0493 N. 100 mL, kapací láhev s označením.

Technické údaje

Metoda:	Dusičnan stříbrný, titrace
Obsah balení:	100 ml
Platforma:	Roztok