



Reagencie, polštářky s práškem, SulfaVer 4, sírany, 25 mL, bal./1 000 ks

Kat. číslo produktu: 1206528

Nebezpečné

ZASTARALÁ POLOŽKA
Tato položka již není dostupná.



Navrhované náhrady:

- 1206599

Práškové činidlo v zatavených sáčcích pro stanovení síranů. Pro 25 mL vzorek.

Pro stanovení síranů metodou zákalu SulfaVer 4. Přijato organizací USEPA (Agentura pro ochranu životního prostředí USA) pro hlášení analýzy odpadní vody pomocí metody Hach 8051. Rozsah: až 70 mg/L. Velikost vzorku: 25 mL. Balení po 1 000 polštářcích s práškem.

Technické údaje

Číslo metody:	8051
Metoda:	SulfaVer 4
Obsah balení:	1000 /pk
Platforma:	Powder Pillows
Počet testů:	1000
Přístroj:	DR/4000, DR/3000, DR/2010, DR/2000
Rozsah měření:	2 - 70 mg/L SO ₄
Soulad s EPA:	Ano