



Křemík, standardní roztok, 1 mg/L SiO₂ (NIST), 500 mL

Kat. číslo produktu:	110649
CZK Cena bez DPH:	Kontaktujte nás
Dostupné	

Jednparametrový standardní roztok pro zajištění analytické kvality (AQA).

Pro kontrolu správnosti a přesnosti při stanovení křemíku

Technické údaje

Koncentrace:	1 mg/L SiO ₂
Obsah balení:	500 mL
Parametr:	Křemík
Platforma:	Roztok
Popis:	Standardní roztok křemíku jako SiO ₂ (NIST)