



Chlorid sodný, standardní roztok, 1 990 $\mu\text{S}/\text{cm}$ (NIST), 1 L

Kat. číslo produktu:	210553
CZK Cena bez DPH:	Kontaktujte nás
Dodání do 2 týdnů	

1 000 mg/L NaCl. Pro sondy konduktivity.

Rovněž vhodné pro standardizování sondy konduktivity, $\mu\text{S}/\text{cm}$ ($\mu\text{mhos}/\text{cm}$).

Technické údaje

Koncentrace:	1990 $\mu\text{S}/\text{cm}$
Obsah balení:	1 L
Parametr:	Konduktivita
Platforma:	Roztok
Popis:	Chlorid sodný standardní roztok, 1 990 $\mu\text{S}/\text{cm}$ (NIST), (995 mg/l RL, 1 000 mg/l NaCl), 1 l