



Směsný standard pro kontrolu kvality (500 mL)

Kat. číslo produktu: 2833149
CZK Cena bez DPH: Kontaktujte nás
Dostupné

Standard pro kontrolu kvality (anorganické látky na přítoku v odpadní vodě) pro parametry dusík (NH₃-N), dusičnany, fosforečnany, CHSK, sírany a TOC.

Standardní roztok obsahuje následující koncentrace:

Amoniak: 15 mg/l NH₃-N

Dusičnany: 10 mg/l NO₃-N

CHSK: 500 mg/l O₂

Fosforečnany: 10 mg/l PO₄

Sírany: 400 mg/l SO₄

TOC: 161 mg/l C

Technické údaje

Koncentrace:	Sírany 400 mg/L SO ₄ ²⁻
Obsah balení:	500 ml
Parametr:	Směsný
Platforma:	Roztok
Popis:	Anorganické látky na přítoku v odpadní vodě, směsný standard pro kontrolu kvality, 500 ml
Tlak stlačeného vzduchu:	Fosforečnany 10 mg/L PO ₄ ³⁻