



Směsný standard pro kontrolu kvality (500 mL)

Kat. číslo produktu: 2833249
CZK Cena bez DPH: Kontaktujte nás
Dodání do 2 týdnů

Standard pro kontrolu kvality (anorganické látky na odtoku v odpadní vodě) pro parametry dusík ($\text{NH}_3\text{-N}$ / $\text{NH}_4\text{-N}$), dusičnany, fosforečnany, CHSK, sírany a TOC.

Standardní roztok obsahuje následující koncentrace:

Amoniak 2,0 mg/l $\text{NH}_3\text{-N}$ / 2,1 mg/l $\text{NH}_4\text{-N}$

Dusičnany 4,0 mg/l $\text{NO}_3\text{-N}$

Fosforečnany 2,0 mg/l PO_4

CHSK 25 mg/l O_2

Sírany 50 mg/l SO_4

TOC 8 mg/l C

Technické údaje

Koncentrace:	Dusičnany 4 mg/L $\text{NO}_3\text{-N}$
Obsah balení:	500
Parametr:	Směsný
Platforma:	Roztok
Podmínky skladování:	10 - 25 °C
Popis:	Anorganické látky na odtoku v odpadní vodě, směsný standard pro kontrolu kvality, 500 ml
Tlak stlačeného vzduchu:	Fosforečnany 2 mg/L PO_4^{3-}