



Chlor, 50-75 mg/L, 2 mL, 20 ampulí / 1 balení, primární standard, jako Cl₂ (NIST)

Kat. číslo produktu: 1426820
CZK Cena bez DPH: Kontaktujte nás
Dostupné

Ke kontrole správnosti při stanovení chloru. Balení 20 ks ampulí, každá 2 ml. Specifická koncentrace pro danou šarži vyznačena na štítku.

Jednoduché kontroly správnosti

Ampule Voluette a PourRite jsou navrženy ke kontrole správnosti metod.

Minimalizace odpadu

Pro každou kontrolu správnosti otevřte novou ampuli se standardem.

Spolehlivé výsledky

Zatavené ampule zabraňují náhodné kontaminaci nebo vypařování standardního roztoku.

Technické údaje

Koncentrace:	50 mg/L - 75 mg/L Cl ₂
Obsah balení:	20 ks ampulí
Platforma:	Roztok