



Chlor, standardní roztok, 50 - 75 mg/L Cl₂

Kat. číslo produktu: 1426810
CZK Cena bez DPH: Kontaktujte nás
Dostupné

Jednparametrový standardní roztok pro zajištění analytické kvality (AQA).

Jednoduché kontroly správnosti

Ampule se standardy Voluette a PourRite jsou navrženy tak, aby přímo spolupracovaly s kontrolami přesnosti metodou standardních přídavek v postupech Hach a softwarem fotometrů. Použijte pipetu TenSette k přidání přesných objemů standardu a ke kontrole procenta výtěžnosti, abyste potvrdili analytický výkon systému.

Minimalizace odpadů

Pro každou kontrolu správnosti otevřete novou ampuli se standardem. Každá ampule obsahuje dostatek standardu pro jednu sadu standardních přídavek.

Spolehlivé výsledky

Uzavřené ampule zabraňují náhodné kontaminaci nebo odpařování standardních roztoků.

Technické údaje

Koncentrace:	50 - 75 mg/L Cl ₂
Obsah balení:	16 ks ampulí Voluette 10 mL
Parametr:	Chlor
Platforma:	Roztok