



Formazinový standard turbidity, 4 000 NTU, 100 mL

Kat. číslo produktu:

246142

Nebezpečné

CZK Cena bez DPH:

Kontaktujte nás

Dodání do 2 týdnů



Standard turbidity se může ředit a použít s jakýmkoliv turbidimetrem společnosti Hach (TL23, TU52, 2100Q, 2100N, 2100AN series).

Technické údaje

Koncentrace:	4 000 NTU
Obsah balení:	100 mL
Parametr:	Zákal
Platforma:	Roztok