



Kalibrační souprava, standardy turbidity Stablcal, turbidimetr 2100AN / AN IS, láhve 100 mL

Kat. číslo produktu:

2659510

Nebezpečné

CZK Cena bez DPH:

Kontaktujte nás

Datum odeslání neuvedeno



Stabilizované formazinové primární standardy v láhvích, připravené k použití, sada: <0,1, 20, 200, 1 000, 4 000, 7 500 NTU

Technické údaje

Koncentrace:	< 0,1, 20, 200, 1 000, 4 000, 7 500 NTU
Obsah balení:	sada po 6 kusech
Parametr:	Zákal
Platforma:	Roztok
Podmínky skladování:	5 °C až 25 °C
Popis:	Kalibrační souprava STABLCAL pro 2100 AN / AN IS (100 mL, láhev)
Přístroj:	2100 AN / AN IS