



Sada sekundárních standardů pro měření turbidity, určená pro přenosné turbidimetry 2100

Kat. číslo produktu:

2464105

Nebezpečné

CZK Cena bez DPH:

Kontaktujte nás

Dodání do 2 týdnů



Sada obsahuje zatavené ampule: 0-10 NTU, 10-100 NTU, 100-1 000 NTU.

Sada sekundárních standardů Gelex, pro přenosné turbidimetry 2100P a 2100Q.

Technické údaje

Obsah balení:

Set of 3