



## SpecCheck, sada sekundárních gelových standardů, chlor nízký rozsah, DPD, 0 - 2,0 mg/L Cl<sub>2</sub>

**Kat. číslo produktu:** 2635300  
**CZK Cena bez DPH:** Kontaktujte nás  
**Dostupné**

Gelové standardy připravené k použití pro ověření přístrojů v laboratoři a v terénu.

Sady sekundárních gelových standardů SpecCheck, připravené k použití, obsahují čtyři 10mL (1palcové) zatavené skleněné kyvety, 1 nulovací kyveta a 3 různými standardy v typickém testovacím rozsahu, pokyny, plastová krabička a analytický certifikát.

Standardy SpecCheck jsou strojově vyráběné a mají trvanlivost 2 roky od data výroby.

---

### Technické údaje

|               |                                         |
|---------------|-----------------------------------------|
| Koncentrace:  | 0 – 2.0 mg/L Cl <sub>2</sub>            |
| Metoda:       | DPD                                     |
| Obsah balení: | Sada 4 kyvet                            |
| Parametr:     | Chlor                                   |
| Přístroj:     | Obsahuje hodnoty pro všechny přístroje. |