



NitriVer 2, dusitany, reagencie, polštářky s práškem, 5 mL, bal./100 ks

Kat. číslo produktu:

181369

Nebezpečné

CZK Cena bez DPH:
Dostupné

Kontaktujte nás



Prášková reagencie v zatavených sáčcích pro stanovení vysokého rozsahu dusitanů (až do 250 mg/L NO₂).

Pro stanovení vysokého rozsahu dusitanů metodou se síranem železnatým. Velikost vzorku: 5 mL. Balení po 100 polštářcích s práškem.

Technické údaje

Metoda:	Síran železnatý
Obsah balení:	100 /pk
Platforma:	Powder Pillows