



Dusík, celkový obsah, TNT, 2 - 150 mg/L N

Kat. číslo produktu:

2714100

Nebezpečné

CZK Cena bez DPH:

Kontaktujte nás

Dostupné



Kyvetový test (Ø 16 mm) kompletně vybavený všemi reagensiemi, optimalizovaný pro spolehlivé výsledky měření a snadnou manipulaci.
TNT = Test 'N Tube. 25 - 50 testů

16mm produkty TNT lze vyhodnocovat pouze na modelu DR900. V případě dotazů se obračejte na místní tým technické podpory.

Produkty Test 'N Tube umožňují bezpečné, pohodlné testování

16 mm kyvety s víčkem představují uzavřený systém pro míchání a měření.

Snadné objednávání

Všechny nezbytné reagensie a kyvety jsou součástí balení.

Technické údaje

Číslo metody:	10072
Metoda:	Mineralizace s persíranem
Parametr:	Dusík, celkový
Platforma:	Test 'N Tube
Počet testů:	25 - 50
Podmínky skladování:	10 - 25 °C
Požadovaný rozklad:	Ano
Rozsah měření:	2 - 150 mg/L N
Zvláštní poznámky:	Sadu tvoří 2 krabice: 27140-45 a 26721-45 27140-45 = roztok TN hydroxidového činidla (2714045), persíran – polštářky s práškem (2671846) 26721-45 = roztok TN kyselého činidla C (2672145), bisulfitové činidlo A – polštářky s práškem (2671946), indikační činidlo B – polštářky s práškem (2672046)

16mm produkty TNT lze vyhodnocovat pouze na modelu DR900. V případě dotazů se obračejte na místní tým technické podpory.