



SPADNS 2, fluoridy, reagentie, bez arzenu, ACCUVAC, 0,02 - 2,00 mg/L F

Kat. číslo produktu:

2527025

Nebezpečné

CZK Cena bez DPH:
Dostupné

Kontaktujte nás



Ampule ACCUVAC obsahují přesné množství reagentie pro jedno stanovení a lze je použít jako měřicí kyvetu. Pro stanovení fluoridů metodou SPADNS 2, bal./25 ks

Technické údaje

Method Number 1 Chemistry:	10225
Metoda:	SPADNS 2
Obsah balení:	25 /pk
Parametr:	Fluoridy
Platforma:	Accuvac
Počet testů:	25
Rozsah měření:	0,02 - 2,00 mg/L F ⁻
Soulad s EPA:	Ano