



Fosforečnany, ortho, sada reaglií, 0,23-30,00 mg/L PO₄

Kat. číslo produktu:

2244100

Nebezpečné

CZK Cena bez DPH:

Kontaktujte nás

Dostupné



Pro stanovení fosforečnanů metodou s aminokyselinou.

Technické údaje

Číslo metody:	8178
Metoda:	Aminokyselina
Parametr:	Fosforečnany, ortho
Platforma:	Roztok
Počet testů:	100
Přístroj:	Vše s výjimkou PC II
Rozsah měření:	0,23 - 30,00 mg/L PO ₄