



Chlor volný, pufovací roztok pro analyzátor chloru CL17/ CL17sc (473 mL)

Kat. číslo produktu: 2314111
CZK Cena bez DPH: Kontaktujte nás
Dostupné

Technické údaje

Parametr:	Chlor, volný
Platforma:	Roztok
Počet testů:	450
Podmínky skladování:	Udržujte nádoby těsně uzavřené na suchém, chladném a dobře větraném místě. Chraňte před vlhkostí.
Přístroj:	CL17/CL17sc
Rozsah měření:	Neuplatňuje se