



Chlor volný, sada činidel pro analyzátor chloru CL17/CL17sc

Kat. číslo produktu:

2556900

Nebezpečné

CZK Cena bez DPH:
Dostupné

Kontaktujte nás



Vyroben tak, aby splnil nejpřísnější standardy kvality

Souprava činidel pro stanovení volného chloru se používá s analyzátozem CL17/CL17sc. Reagencie Hach zaručují přesné a konzistentní výsledky.

Souprava činidel pro stanovení volného chloru obsahuje:

- Jednu 24g lahev sloučeniny DPD
- Jednu 473mL lahev roztoku indikátoru pro volný chlor
- Jednu 473mL lahev pufovacího roztoku pro volný chlor

Chcete zjednodušit opakované objednání reaglií? Zeptejte se svého zástupce společnosti Hach na náš jednoduchý program automatického doručování činidel Hach CL17 a souprav činidel.

*Tento produkt nebyl hodnocen pro testy na chlor a chloraminy ve zdravotnických aplikacích v USA.

Technické údaje

Číslo metody:	10059
Jaký je obsah balení:	Sloučenina DPD, 24 g
	Chlor volný, roztok indikátoru, 473 mL
	Chlor volný, pufovací roztok, 473 mL
Metoda:	DPD
Parametr:	Chlor, volný
Platforma:	Roztok
Počet testů:	450
Podmínky skladování:	Udržujte nádoby těsně uzavřené na suchém, chladném a dobře větraném místě. Chraňte před vlhkostí.
Přístroj:	CL17/CL17sc

Rozsah měření:

0,03–5,00 mg/L Cl_2 pro CL17, 0,03–10,00 mg/L Cl_2 pro CL17sc

Jaký je obsah balení

Sloučenina DPD, 24 gChlor volný, roztok indikátoru, 473 mLChlor volný, pufrovací roztok, 473 mL