



Chlor celkový, sada činidel pro analyzátor chloru CL17/CL17sc

Kat. číslo produktu:

2557000

CZK Cena bez DPH:
Dostupné

Kontaktujte nás

Nebezpečné



Vyroben tak, aby naplnil nejpřísnější standardy kvality

Souprava činidel pro stanovení celkového chloru se používá s analyzátory Hach CL17/CL17sc. Reagencie Hach zaručují přesné a konzistentní výsledky.

Souprava činidel pro stanovení celkového chloru obsahuje:

- Jednu 24g lahev sloučeniny DPD
- Jednu 473mL lahev roztoku indikátoru pro celkový chlor
- Jednu 473mL lahev pufrovacího roztoku pro celkový chlor

Chcete zjednodušit opakované objednání reagentů? Zeptejte se svého zástupce společnosti Hach na náš jednoduchý program automatického doručování činidel Hach CL17 a souprav činidel.

*Tento produkt nebyl hodnocen pro testy na chlor a chloraminy ve zdravotnických aplikacích v USA.

Technické údaje

Číslo metody:	8370
Jaký je obsah balení:	Sloučenina DPD, 24 g
	Chlor celkový, roztok indikátoru, 473 mL
	Chlor celkový, pufrovací roztok, 473 mL
Metoda:	DPD
Parametr:	Chlor, celkový obsah
Počet testů:	450
Podmínky skladování:	Udržujte nádoby těsně uzavřené na suchém, chladném a dobře větraném místě. Chraňte před vlhkostí.
Přístroj:	CL17/CL17sc
Rozsah měření:	0,03–5,00 mg/L Cl_2 pro CL17, 0,03–10,00 mg/L Cl_2 pro CL17sc

Jaký je obsah balení

Sloučenina DPD, 24 gChlor celkový, roztok indikátoru, 473 mLChlor celkový, pufovací roztok, 473 mL