



Sension+ přenosná ORP elektroda, 5055 pro PH1, platinový drát, plastové tělo.

Kat. číslo produktu: LZW5055.97.0002

CZK Cena bez DPH: Kontaktujte nás
Dostupné

ORP/Redox elektroda s platinovým drátem. Polykarbonátové tělo. Rozsah ± 2000 mV, 0 – 80 °C. Nízké nároky na údržbu. Pro přenosné měřicí přístroje.

Technické údaje

Délka:	85 mm (s/bez rukojeti)
Délka kabelu:	1 m
Materiál:	Tělo elektrody: polykarbonát
Parametr:	ORP
Plnicí roztok:	Gel bez možnosti doplnění
Přesnost:	1 mV s pH1 metrem
Rozměry (H x D):	12 mm x 85 mm (s/bez rukojeti)
Rozsah měření:	± 2000 mV
Solný můstek elektrody:	Keramický
Teplotní rozsah:	0 - 80 °C
Termistor:	-
Typ:	Přenosné
Typ elektrody:	Přenosná
Typ senzoru:	Platinový kruhový prstenec
Záruka:	6 měsíců