



## PHG301 General-purpose pH electrode, glass

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| Kat. číslo produktu: | E11M001         |
| CZK Cena bez DPH:    | Kontaktujte nás |
| Dostupné             |                 |

pH glass electrode with Ag/AgCl reference system. Measuring range 0-12 pH, temperature range 0-80°C. Min. immersion depth 12mm.

---

### Technické údaje

|                       |                                                                                       |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Délka:                | 103 mm                                                                                |
| Jaký je obsah balení: | Includes: Radiometer Analytical PHG301-9 pH electrode with Certificate of Conformity. |
| Materiál:             | Glass                                                                                 |
| Rozsah měření:        | 0 - 12 pH pH                                                                          |
| Teplotní rozsah:      | 0 - 80 °C                                                                             |
| Termistor:            | none                                                                                  |
| Typ elektrody:        | PHG301                                                                                |
| Typ senzoru:          | Glass                                                                                 |
| Záruka:               | 6 měsíců                                                                              |

---

### Jaký je obsah balení

Includes: Radiometer Analytical PHG301-9 pH electrode with Certificate of Conformity.

---

### Požadované příslušenství

- CL114 cable, 1m, for screw cap electrode FX/S7/coax, BNC plug (Item A94L114)
- REF321 Reference electrode, Ag/AgCl (Item E21M002)