



Chrom, činidlo ChromaVer 3, ampule Accuvac, 25 ks/1 balení

Kat. číslo produktu:

2505025

Nebezpečné

ZASTARALÁ POLOŽKA

Tato položka již není dostupná.



Navrhované náhrady:

- 1271099

Ampule obsahují přesné množství reagentie pro jeden test a lze je použít jako měřicí kyvetu. Pro stanovení chromu šestimocného. Balení po 25 ampulích.

Rychlé

Ampule Accuvac poskytují rychlé výsledky. Jednoduše odlomte, naplňte a odečtěte - uspoříte svůj cenný čas.

Snadné

Není nutné měřit vzorky ani reagentie. Evakuované ampule nasají správný objem vzorku, proto může každý získat spolehlivé výsledky s minimálním úsilím.

Přesnost

Evakuované ampule s optickou kvalitou zajišťují přesná měření a stabilitu reagentie.

Použijte je všude, kde potřebujete výsledky.

Ampule jsou jak reagenční nádoby, tak i fotometrické měřicí kyvety. Odpadá nutnost přepravy reagentií nebo vzorků.

Technické údaje

Číslo metody:	8023
Metoda:	1,5 -difenylkarbohydrazid
Obsah balení:	25 /pk
Parametr:	Chrom
Platforma:	Accuvac
Počet testů:	25
Přístroj:	Vše s výjimkou DR 850, DR 820
Rozsah měření:	0,010 - 0,700 mg/L Cr ⁶⁺
Soulad s EPA:	Ano