



Tvrđost, sada reagensií, 8-1 000 µg/L Ca a Mg jako CaCO₃

Kat. číslo produktu:

2603100

Nebezpečné

CZK Cena bez DPH:

Kontaktujte nás

Dostupné



Pro stanovení tvrdosti, ultra nízký rozsah, chlorofosfonázová metoda.

Sada činidel pro stanovení tvrdosti chlorofosfonázovou metodou, ultra nízký rozsah. Metoda Hach 8374. Rozsah: 4–1 000 µg/l Ca a Mg jako CaCO₃. Roztok činidla Chlorfosfonázo je balen v jednotlivých předdávkových polštářcích. (100 testů).

Technické údaje

Číslo metody:	8374
Metoda:	Chlorfosfonázo
Parametr:	Tvrđost
Platforma:	Roztok
Počet testů:	100
Přístroj:	Vše s výjimkou řady DR 800, PC II
Rozsah měření:	8 - 1000 µg/L CaCO ₃
Speciální funkce:	Reagent set, Pillows