



Plnicí roztok, referenční, 3M KCl s AgCl, 100 mL

Kat. číslo produktu: S21M004
CZK Cena bez DPH: Kontaktujte nás
Dostupné

Plnicí roztok pro referenční element elektrody, chlorid draselný (KCl) saturovaný AgCl, 3 M, láhev 100 mL

Technické údaje

Formula:	KCl 3M sat. AgCl
Koncentrace:	3 M, KCl, saturovaný s AgCl
Obsah balení:	100 mL
Platforma:	Roztok
Popis:	MTC301, PHC301
Solution Type:	Náhradní