



Chlorid sodný standardní roztok, 10,000 $\mu\text{S}/\text{cm}$, 500 mL

Kat. číslo produktu: 2972249
CZK Cena bez DPH: Kontaktujte nás
Datum odeslání neuvedeno

Conductivity standard solutions for laboratory and field analyses

Pro kontroly správnosti a přesnosti při měřeních konduktivity. 10 000 $\mu\text{S}/\text{cm}$, 500 mL, láhev.

Traceable to NIST standard reference materials

Whether in the laboratory or in the field, always perform measurement results you can trust is essential. The quality of the standard solutions that are used are key.

Design for use with Hach meters portfolio and other meters.

The basis for accurate conductivity measurements is good care and calibration of the conductivity cell.

Reliable packaging

Supplied in an airtight packaging ensuring guaranteed shelf-life.

Technické údaje

Koncentrace:	10 000 $\mu\text{S}/\text{cm}$
Nastavení balení:	Bottle
Obsah balení:	500 mL
Parametr:	Konduktivita
Platforma:	Roztok
Podmínky skladování:	10 - 25 °C (protect from light)
Popis:	Chlorid sodný, 10,000 $\mu\text{S}/\text{cm}$, 500 mL