



Be Right™



Filter paper, glass fiber, extra thick, pore size 1 µm, diameter 47 mm, 100/pk

Kat. číslo produktu:

2842100

CZK Cena bez DPH:

Kontaktujte nás

Datum odeslání neuvedeno

For filtration of heavily contaminated samples. High particulate-holding capacity makes discs efficient depth filters and allows for filtration of large volumes of solutions. Pall Life Sciences.

Technické údaje

Materiál:	Glass Microfiber
Obsah balení:	100
Průměr:	47 mm mm
Velikost póru:	1 µm