



SOTA PT100T pH electrode, 12 mm, TOP68 connector

Kat. číslo produktu:	LZX583
CZK Cena bez DPH:	Kontaktujte nás
Datum odeslání neuvedeno	

Standard glass and reference system with head connector TOP68

Technické údaje

Aplikace:	General use
Délka:	140 mm
Elektrolyt:	KCl/AgCl + KNO ₃ gel, suitable for high temperatures
Hloubka ponoru:	105 mm
Koncovka kabelu:	TOP68 connector
Konektor:	TOP68
Materiál:	Sensor: Glass
Membrána:	Ring diaphragm, porous PTFE, double
Referenční elektroda:	None
Rozsah měření:	0 - 80 °C
Rozsah tlaku:	0 - 3,5 bar
Teplotní senzor:	PT100
Záruka:	6 měsíců
Závit senzoru:	Pg 13,5