



SOTA10 pH electrode, 10 m fixed cable, without T-sensor

Kat. číslo produktu:	LZX587
CZK Cena bez DPH:	Kontaktujte nás
Datum odeslání neuvedeno	

Standard glass and reference system

Technické údaje

Délka:	140 mm
Délka kabelu:	10 m fixed cable
Elektrolyt:	KCl/AgCl + KNO ₃ gel, suitable for high temperatures
Hloubka ponoru:	105 mm
Membrána:	Ring diaphragm, porous PTFE, double
Provozní teplotní rozsah:	0 - 80 °C
Rozsah měření:	0 - 14 pH
Rozsah tlaku:	3,5 bar
Záruka:	6 měsíců