



Náhradní pH elektroda pro digitální sondu pH 1200-S sc

Kat. číslo produktu:

LZX889

CZK Cena bez DPH:

Kontaktujte nás

Dodání do 3 dnů

Technické údaje

Čas odezvy :	< 15 s
Koncovka kabelu:	Konektor S7 plub
Materiál:	Senzor: Sklo (univerzální)
Opakovatelnost:	±0,5 %
Přesnost:	±0,02 pH
Průměr:	12 mm
Sensocheck:	±0,5 %
Záruka:	6 měsíců
Zvláštní poznámky:	Platí pouze v kombinaci se sondou pH 1200-S sc