



Náhradní elektroda ORP pro sondu 1200-S sc, s objímkou

Kat. číslo produktu:

LZX890

CZK Cena bez DPH:

Kontaktujte nás

Dodání do 1 týdne

Technické údaje

Čas odezvy :	<2 min. teplota
Délka:	120 mm
Hmotnost:	< 0,15 kg
Kalibrační metoda:	Jeden bod, standardní roztok pufru (automatický), Jeden bod, srovnávací měření
Koncovka kabelu:	Konektor S7
Opakovatelnost:	±0,5 %
Podmínky skladování:	-20 - 60 °C
Přesnost:	± 2 mV
Provozní teplotní rozsah:	-5 - 50 °C
Průměr:	12 mm
Průtok:	max. 4 m/s
Rozsah měření:	-1500 - 1500 mV
Rozsah tlaku:	2 bar
Záruka:	6 měsíců