




Montážní sada řetězu pro elektrochemickou sondu

Kat. číslo produktu:	LZX914.99.11200
CZK Cena bez DPH:	Kontaktujte nás
Dostupné	

Držák (závit 1" NPT, nerezová ocel) je určen pro montáž elektrochemických sond na místě.

Technické údaje

Délka:	Délka řetězu:
	5000 mm / 197,9"
Materiál:	Nerezová ocel 1.4571
Process connection:	Montážní držák z nerezové oceli pro instalaci na zábradlí (max. průměr 2") nebo betonovou stěnu
Zvláštní poznámky:	Pro instalaci do nádrží a otevřených kanálů