



Sada pro montáž řetězu z PVC pro elektrochemickou sondu (1" NPT)

Kat. číslo produktu: LZX914.99.12200
CZK Cena bez DPH: Kontaktujte nás
Dostupné

Technické údaje

Délka:	600 mm
Materiál:	CPVC
Procesní připojení:	Vnitřní závit 1"
Process connection:	Montážní držák z nerezové oceli pro instalaci na zábradlí (max. průměr 2") nebo betonovou stěnu
Zvláštní poznámky:	Pro instalaci do nádrží a otevřených kanálů