



## Materiál pro montáž na tyč DO, otočné provedení, 1" NPT, stojan PVC 2 m

**Kat. číslo produktu:** LZY714.99.21810  
**CZK Cena bez DPH:** Kontaktujte nás  
**Dostupné**

Montážní materiál s tyčí z PVC pro 1" sondu NPT DO včetně otočné, 2m PVC tyče. Vhodné pro všechny sondy LDO sc (LXV416.99.20xx1).

### Technické údaje

|           |                                                                                 |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Délka:    | Tyč: 2000 mm                                                                    |
| Hmotnost: | Pouze zvedací část: 2,5 kg                                                      |
| Materiál: | Smáčené části:<br><br>tyč PVC;<br><br>adaptér sondy PVC;<br><br>sada šroubů SS. |
| Přístroj: | vhodné pro:<br><br>všechny 1" sondy NPT DO.                                     |
| Průměr:   | 40 mm                                                                           |