



Tyčová instalační armatura pro sondu rozpuštěného kyslíku, s otočným čepem, 1" NPT, nerezová tyč 2 m

Kat. číslo produktu: LZY714.99.21820

CZK Cena bez DPH:
Dostupné

Kontaktujte nás

Tyčová instalační armatura z nerezové oceli pro sondu rozpuštěného kyslíku s palcovým závitem NPT včetně otočného čepu a 2m nerezové tyče. Vhodná pro všechny sondy LDO sc (LXV416.99.20xx1).

Technické údaje

Délka:	Tyč: 2000 mm
Hmotnost:	Jen vytahovací část: 4.9 kg
Materiál:	Smáčené části: tyč z nerezové oceli 1.4301; adaptér sondy z PVC; sada šroubů z nerezové oceli.
Přístroj:	Vhodné pro všechny sondy rozpuštěného kyslíku s palcovým závitem NPT
Průměr:	40 mm