



Tyčová instalační armatura pro sondu pH, s otočným čepem, 1" NPT, PVC tyč 2 m

Kat. číslo produktu: LZY714.99.21910

CZK Cena bez DPH: Kontaktujte nás
Dostupné

Tyčová instalační armatura z PVC pro sondy pH s palcovým závitem NPT včetně otočného čepu a 2m tyče z PVC. Vhodná pro všechny pH sondy s palcovým závitem NPT jako 1200-S sc (LXV426.99.10001) a pH-D-S sc pH (LXV427.99.10001).

Technické údaje

Délka:	Tyč: 2000 mm
Hmotnost:	Jen vytahovací část: 2.5 kg
Materiál:	Smáčené části: tyč z PVC; adaptér sondy z PVC; sada šroubů z nerezové oceli.
Přístroj:	Vhodné pro všechny sondy pH s palcovým závitem NPT
Průměr:	40 mm