



## Tyčová instalační armatura pro sondu pH, konzola 24 cm, PVC tyč 2 m

**Kat. číslo produktu:** LZY714.99.22910

CZK Cena bez DPH: Kontaktujte nás

Dodání do 1 týdne

Tyčová instalační armatura z PVC pro sondy pH s palcovým závitem NPT včetně 24cm nerezové konzoly a 2m tyče z PVC. Vhodná pro všechny pH sondy s palcovým závitem NPT jako 1200-S sc (LXV426.99.10001) a pH-D-S sc pH (LXV427.99.10001).

### Technické údaje

|           |                                                                                                   |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Délka:    | Tyč: 2000 mm                                                                                      |
| Hmotnost: | Jen vytahovací část: 2.5 kg                                                                       |
| Materiál: | Smáčené části:<br><br>tyč z PVC;<br><br>adaptér sondy z PVC;<br><br>sada šroubů z nerezové oceli. |
| Přístroj: | Vhodné pro všechny sondy pH s palcovým závitem NPT                                                |
| Průměr:   | 40 mm                                                                                             |