



Tyčová instalační armatura pro sondu pH, konzola 24 cm, nerezová tyč 2 m

Kat. číslo produktu: LZY714.99.22920
CZK Cena bez DPH: Kontaktujte nás
Dodání do 1 týdne

Tyčová instalační armatura z nerezové oceli pro sondy pH s palcovým závitem NPT včetně 24cm nerezové konzoly a 2m nerezové tyče. Vhodná pro všechny pH sondy s palcovým závitem NPT jako 1200-S sc (LXV426.99.10001) a pH-D-S sc pH (LXV427.99.10001).

Technické údaje

Délka:	Tyč: 2000 mm
Hmotnost:	Jen vytahovací část: 4.9 kg
Materiál:	Smáčené části: tyč z nerezové oceli 1.4301; adaptér sondy z PVC; sada šroubů z nerezové oceli.
Přístroj:	Vhodné pro všechny sondy pH s palcovým závitem NPT
Průměr:	40 mm