



Tyčová instalační armatura pro sondu rozpuštěného kyslíku, konzola 10 cm, PVC tyč 2 m

Kat. číslo produktu: LZY714.99.23810

CZK Cena bez DPH: Kontaktujte nás
Dostupné

Tyčová instalační armatura z PVC pro sondu rozpuštěného kyslíku s palcovým závitem NPT včetně 10cm nerezové konzoly a 2m tyče z PVC. Vhodná pro všechny sondy LDO sc (LXV416.99.20xx1).

Technické údaje

Délka:	Tyč: 2000 mm
Hmotnost:	Jen vytahovací část: 2.5 kg
Materiál:	Smáčené části: tyč z PVC; adaptér sondy z PVC; sada šroubů z nerezové oceli.
Přístroj:	Vhodné pro všechny sondy rozpuštěného kyslíku s palcovým závitem NPT
Průměr:	40 mm