



Železo stopové množství kyvetový test 0,01-1,0 mg/L Fe, 20 testů

Kat. číslo produktu:

LCK521

Nebezpečné

CZK Cena bez DPH:
Dostupné

Kontaktujte nás



Kyvetové testy LCK: minimální množství reagensů, maximální bezpečnost.

Předdávkové reagensie pro maximální bezpečnost. Snadné použití a fotometrické vyhodnocení, zabalené v krabici opatřené návodem. Díky menším objemům chemikálií šetrné k životnímu prostředí.

Pohodlná manipulace s 50 mm hranatými kyvetami + Dosicaps

Nejvyšší přesnost pro analýzu ultra nízkých koncentrací

Technické údaje

Metoda:	1,10-fenantrolin
Parametr:	Železo, stopy
Platforma:	LCK
Počet testů:	20
Podle normy:	ISO 6332-1988, DIN 38406 E1-1
Podmínky skladování:	15 - 25 °C
Popis:	Železo stopy, 50mm kyvetový test
Požadovaný rozklad:	Ano, pro celkové železo
Přístroj:	DR3900, DR6000
Rozsah měření:	0,01 - 1,0 mg/L Fe
Zvláštní poznámky:	Pro rozklad před stanovením celkového železa použijte sadu Crack Set LCW902.