



Kyvetový test pro stanovení hliníku, 0,02-0,5 mg/L Al

Kat. číslo produktu:

LCK301

CZK Cena bez DPH:

Kontaktujte nás

Dodání do 1 týdne

Nebezpečné



LCK kyvetové testy: minimální množství reagensů, maximální bezpečnost.

Připraveno k použití, zajištění maximální bezpečnosti, snadná manipulace, systém fotometrického vyhodnocení a šetrnost k životnímu prostředí

Přesné a spolehlivé naměřené hodnoty

Maximální bezpečnost pro analytika díky uzavřenému systému a malému množství reagensů

Pohodlné a bezchybné dávkování reagensů

Čárový kód kyvety pro automatickou identifikaci testu ve fotometru

Rozlišení mezi testy a měřicími rozsahy pomocí barevného značení kyvet

Technické údaje

Metoda:	Chromazurol S
Parametr:	Hliník
Platforma:	LCK
Počet testů:	24 (test obsahuje nulový roztok)
Podmínky skladování:	15 - 25 °C
Přístroj:	DR3900, DR6000, DR1900
Rozsah měření:	0,02 - 0,5 mg/L Al