



Cín kyvetový test 0,1-2 mg/L Sn

Kat. číslo produktu:

LCK359

CZK Cena bez DPH:

Kontaktujte nás

Dostupné

Nebezpečné



Kyvetové testy LCK: minimální množství reagensů, maximální bezpečnost.

Předdávkové reagensie pro maximální bezpečnost. Snadné použití a fotometrické vyhodnocení, zabaleno v krabici opatřené návodem. Díky menším objemům chemikálií šetrné k životnímu prostředí.

Přesné a spolehlivé naměřené hodnoty

Maximální bezpečnost pro uživatele díky uzavřenému systému a malému množství reagensů

Pohodlné a bezchybné dávkování reagensů

Čárový kód kyvety pro automatické rozpoznání ve fotometru

Rozlišení mezi testy a měřicími rozsahy pomocí barevného značení kyvet

Technické údaje

Metoda:	Pyridinfluoron (PYF)
Parametr:	Cín
Platforma:	LCK
Počet testů:	24 (test obsahuje nulový roztok)
Podmínky skladování:	2 - 8 °C (uchovejte v chladu)
Popis:	rozpuštěný cín
Požadovaný rozklad:	ano
Přístroj:	DR3900, DR6000, DR1900
Rozsah měření:	0,1 - 2,0 mg/L Sn
Soulad s EPA:	N/A
Zvláštní poznámky:	Pojmem „rozpuštěný cín“ se rozumí komplexní nebo nerozpuštěné sloučeniny cínu (např. komplex cín-NTA), které mohou být přeměněny na rozpuštěnou formu v prostředí kyseliny chlorovodíkové v přítomnosti oxidačního činidla. Rozpuštěné ionty cínu (II) a (IV)