



Zinek kyvetový test 0,2-6,0 mg/L Zn

Kat. číslo produktu:

LCK360

Nebezpečné

CZK Cena bez DPH:

Kontaktujte nás

Dostupné



Kyvetové testy LCK: minimální množství reagensů, maximální bezpečnost.

Předdávkové reagensie pro maximální bezpečnost. Snadné použití a fotometrické vyhodnocení, zabaleno v krabici opatřené návodem. Díky menším objemům chemikálií šetrné k životnímu prostředí.

Přesné a spolehlivé naměřené hodnoty

Maximální bezpečnost pro uživatele díky uzavřenému systému a malému množství reagensů

Pohodlné a bezchybné dávkování reagensů

Čárový kód kyvety pro automatické rozpoznání ve fotometru

Rozlišení mezi testy a měřicími rozsahy pomocí barevného značení kyvet

Technické údaje

Metoda:	PAR
Parametr:	Zinek
Platforma:	LCK
Počet testů:	24 (test obsahuje nulový roztok)
Podmínky skladování:	15 - 25 °C
Požadovaný rozklad:	ano, pro stanovení celkového zinku
Přístroj:	DR3900, DR6000, DR1900
Rozsah měření:	0,2 - 6,0 mg/L Zn
Soulad s EPA:	N/A
Zvláštní poznámky:	Pro rozklad před stanovením celkového zinku použijte sadu Crack Set LCW902.