



Kyvetový test pro stanovení stopového množství chromu (III a VI) 0,005-0,25 mg/L Cr

Kat. číslo produktu:

LCS313

Nebezpečné

CZK Cena bez DPH:
Dostupné

Kontaktujte nás



Kyvetové testy Hach: minimální množství činidel, maximální bezpečnost.

Připraveno k použití, zajištění maximální bezpečnosti, snadná manipulace, systém fotometrického vyhodnocení a šetrnost k životnímu prostředí

Technické údaje

Metoda:	Difenylykarbazid
Parametr:	Chrom, stopy
Platforma:	LCK
Počet testů:	25
Podle normy:	EN ISO 11083, DIN 38405-D24
Podmínky skladování:	2 - 8 °C (uchovejte v chladu)
Popis:	Šestimocný chrom a celkový obsah
Požadovaný rozklad:	Ano, pro celkový obsah chromu
Rozsah měření:	0,005 - 0,25 mg/L Cr (VI)
Rozsah měření (2):	0,005 - 0,25 mg/L Cr celkový
Zvláštní poznámky:	Pro vyhodnocení jsou třeba 50 mm kyvety "semi-mikro"