




Zinek stopové množství kyvetový test, 0,02-0,8 mg/L Zn

Kat. číslo produktu:

LCS360

Nebezpečné

CZK Cena bez DPH:

Kontaktujte nás

Dostupné



Kyvetové testy Hach: minimální množství reagentů, maximální bezpečnost.

Připraveno k použití, zajištění maximální bezpečnosti, snadná manipulace, systém fotometrického vyhodnocení a šetrnost k životnímu prostředí

Technické údaje

Metoda:	PAR
Parametr:	Zinek, stopy
Platforma:	LCK
Počet testů:	24 (test obsahuje nulový roztok)
Podmínky skladování:	15 - 28 °C
Požadovaný rozklad:	ano, pro stanovení celkového zinku
Rozsah měření:	0,02 - 0,8 mg/L Zn
Zvláštní poznámky:	Pro rozklad před stanovením celkového zinku použijte sadu Crack Set LCW902.