



Kyvetový test pro stanovení stopového množství niklu 0,05-1,0 mg/L Ni

Kat. číslo produktu:

LCK537

Nebezpečné

CZK Cena bez DPH:
Dostupné

Kontaktujte nás



LCK kyvetové testy: minimální množství reagensů, maximální bezpečnost.

Předdávkové reagensie pro maximální bezpečnost. Snadné použití a fotometrické vyhodnocení, zabaleno v krabici opatřené návodem. Vhodné pro kontrolu povolených limitů. Pro menší obsah chemikálií šetrný k životnímu prostředí.

Pohodlná manipulace s 50 mm hranatými kyvetami

Nejvyšší přesnost pro analýzu ultra nízkých koncentrací

Technické údaje

Metoda:	Dimethylglyoxim
Parametr:	Nikl, stopy
Platforma:	LCK
Počet testů:	20
Podmínky skladování:	2 - 8 °C (uchovejte v chladu)
Popis:	Stopy niklu, kyvetový test s hranatou kyvetou 50 mm
Požadovaný rozklad:	Ano, pro celkový obsah niklu
Přístroj:	DR3900, DR6000
Rozsah měření:	0,05 - 1,0 mg/L Ni
Soulad s EPA:	N/A
Zvláštní poznámky:	Pro celkový rozklad niklu použijte sadu Crack Set LCW902.