



Hořčík kyvetový test 0,5-50 mg/L Mg

Kat. číslo produktu:	LCK326
CZK Cena bez DPH:	Kontaktujte nás
Dostupné	

Kyvetové testy LCK: minimální množství reagensů, maximální bezpečnost.

Předdávkové reagensie pro maximální bezpečnost. Snadné použití a fotometrické vyhodnocení, zabaleno v krabici opatřené návodem. Díky menším objemům chemikálií šetrné k životnímu prostředí.

Přesné a spolehlivé naměřené hodnoty

Maximální bezpečnost pro uživatele díky uzavřenému systému a malému množství reagensů

Pohodlné a bezchybné dávkování reagensů

Čárový kód kyvety pro automatické rozpoznání ve fotometru

Rozlišení mezi testy a měřicími rozsahy pomocí barevného značení kyvet

Technické údaje

Metoda:	Metal ftalein
Parametr:	Hořčík
Platforma:	LCK
Počet testů:	25
Podmínky skladování:	15 - 25 °C
Přístroj:	DR3900, DR6000, DR1900
Rozsah měření:	0,5 - 50 mg/L Mg
Soulad s EPA:	N/A