



Mangan, sada reagensií, 0,005 - 0,5 mg/L Mn

Kat. číslo produktu:

LCW532

CZK Cena bez DPH:

Kontaktujte nás

Dostupné

Nebezpečné



Pro stanovení manganu metodou PAN.

Technické údaje

Metoda:	1-(2-pyridylazo)-2-naftol (PAN)
Parametr:	Mangan
Počet testů:	50
Podmínky skladování:	15 °C až 25 °C
Popis:	Sada činidel pro stanovení manganu
Rozsah měření:	0,005 - 0,5 mg/L Mn
Zvláštní poznámky:	Je třeba 50 mm hranatá kyveta LZP341

Požadované příslušenství

- Kyveta na vzorek, 50mm hranatá PMMA, 10 ks (Item LZP341)